

Broncoflex®

Single-use Bronchoscope

BRONCOFLEX®
A G I L E
Ø 3,9
1,4



The Surgical
Company

— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

BRONCOFLEX® AGILE

VEILEDNING OG SJEKK

Når Broncoflex® Agile brukes sammen med endotrakealtuber, blir det enklere å manøvrere slangen gjennom de anatomiske strukturene og føre dem inn, takket være stivheten til det tvinnede Pebax®-innføringsrøret.

Riktig plassering av endotrakealtuber med dobbelt lumen kan bekreftes for størrelsene fra 35 Fr eller mer.



ERGONOMI OG STYRBARHET

Med den nøyaktige og fleksible defleksjonsmekanismen kan du regulere den distale vinkelen 220° opp og ned, slik at du kan undersøke bronkiene, særlig i den øvre lungelappen.



SYSTEM MED HØY OPPLØSNING

Hele systemet, helt fra kameraet til visningsplattformen, bidrar til visningen av de høyoppløselige bildene, og det gjelder særlig en algoritme som er spesielt utviklet for detaljerte konturer. Lysstyrken kan endres for å få gode nær- og avstandsbilder.



SEKRESJONS-HÅNDTERING

Den unike profilen til den distale enden, med den brede åpningen, gjør det lettere å suge opp sekret og væske.

TEKNISKE EGENSKAPER

OPTIKK	Retning synsfelt	0°
	Synsfelt	87,5°
	Dybdeskarpheit	5–50mm
	Bildeoppløsning (piksler)	400x400
	Lyssystem	2 lysdioder
INNFØRINGS-RØR	Høy/lav defleksjonsvinkel	220°/220°
	Minimum utvendig diameter	3,6mm
	Maksimum utvendig diameter	3,9mm
	Arbeidslengde	605mm
ARBEIDS- KANAL	Innvendig diameter	1,4mm
STERILISERING	Etylen-oksid	
INSTRUMENT-KOMPATIBILITET	Endotrakealtube (innvendig diameter)	5mm
	Slange med dobbelt lumen (innvendig diameter)	35Fr
REFERANSER	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000

The Surgical Company Endovision
Axess Vision Technology
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flottière
37300 Joué-lès-Tours (France)
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://endovision.tsc-group.com/>
www.broncoflex.com

