

EMV+

Transportrespirator



Designet for å møte militære og sivile transport standarder, er den allsidige EMV+ respiratoren ideell for transport av kritisk syke eller skadde pasienter med fixed og rotary-wing eller transporter på bakken. Den kan benyttes til transport av spedbarn (≥ 5 kg), pediatriske pasienter og voksne.

Med sine 4,4 kg, er EMV+ lett, men likevel robust og har en energieffektiv integrert, high-flow kompressor og oksygensystem. Med et enestående 10-timers batteri og sitt Multisource strømsystem, sikrer det drift og rask lading uansett strømkilde. Den har en robust og lyssterk LCD skjerm, som kan tilpasses alle lysforhold.

- **For alle pasienter** - Til pasienter fra barn (> 5 kg) til voksne.
- **Smart Help™ Display** - Guider brukeren med beskjeder på skjermen til å håndtere alarmer.
- **Kompatibel med standard militært utstyr** - Kan brukes sammen med oksygen-konsentratorer som brukes av militæret.
- **Enestående batterikapasitet** - Takket være et batteri med 10 timers kapasitet, er det ikke behov for back up batteri. Nødvendig med kun 2 timer lading før batteriet er oppe på 90% kapasitet igjen.
- **AWR godkjent** - Airworthiness Release certified. Godkjent for bruk i alle faser av flyvningen, både i fixed-og rotor wing.
- **Silent og Dark Modus** - Kan brukes i silent og dark modus, for å hindre forstyrrelse av avansert infrarødt night-vision utstyr.
- **Robust, all-vær utstyr** - Utviklet for å møte de unike kravene forsvarer møter. Oppfyller et enestående sett med militære standarder.

ZOLL

