

# HAMILTON-C1 Respirator

Liten og lett med høy ytelse



## HAMILTON-C1

**HAMILTON**  
**MEDICAL**

HAMILTON-C1 er en liten og kompakt intensiv respirator som krever svært lite plass. HAMILTON-C1 kombinerer pålitelighet, anvendelighet og maksimal mobilitet med høy ytelse. Ideell til akuttmottak, intensiv, oppvåkning, intermedier og intern transport.

### HAMILTON-C1 tilbyr:

- Ventilasjon av voksne, barn og neonatale - 2-2000 ml VT
- nCPAP og volumgaranti til neonatale
- Uavhengig av trykkluft og strøm
- 4 timers batteritid
- Fantastisk noninvasiv behandling - Peakflow 260 L/min
- Intelligent ventilasjon ASV
- Unikt brukergrensesnitt med ventilasjons cockpit
- Proksimal flowsensor

